


TEST TOOL ETR 1



Fantoccio multipurpose di produzione IBA Scanditronix Wellhofer che utilizza la pellicola radiografica costituito da:

- Marker rettangolari di allineamento per cassette 35x35 e 24x30 cm
- Marker circolari per la scopia di diametro 12, 16, 19 e 22 cm
- Scala graduata in centimetri
- Dettagli per il basso contrasto
- Area per la misura della densità ottica
- Test pattern per la risoluzione spaziale (0.6 - 5.0 lp/mm)
- Scaletta di rame (step=0,1 mm Cu)
- Griglia diagonale per il controllo del contatto schermo-pellicola
- Anello centrale per l'allineamento